

ATP 酶测定试剂盒说明书(精简版)

(货号: A016-1 比色法)

(可测 Na^+k^+ 、 $\text{Ca}^{2+}\text{Mg}^{2+}$ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} -ATPase 样本需高速离心)

此试剂盒可测试高速冷冻离心后的红细胞膜、组织细胞膜、线粒体、微粒体的 ATP 酶。

免责声明: 测试前请仔细阅读说明书, 预试后再进行批量实验,

否则由此导致的后果用户自行承担!

一、试剂组成与配制: (试剂盒有效期 6 个月)

试剂组成	试剂状态	50 管/48 样 A016-1-1	100 管/96 样 A016-1-2	保存条件
试剂一	液体	10mL×2 瓶	10mL×3 瓶	4℃
试剂二	液体	10mL×1 瓶	10mL×1 瓶	4℃
试剂三	液体	10mL×1 瓶	10mL×1 瓶	4℃
试剂四	粉剂	3 支	5 支	-20℃以下
		配置: 用时每支加双蒸水 5mL, 现用现配。余下的-20℃以下可保存一周		
试剂五	粉剂	1 支	2 支	4℃
		配置: 用时加双蒸水 5mL, 适当加热溶解, 4℃保存 3 个月。		
试剂六	粉剂	1 支	1 支	4℃
		配置: 用时加双蒸水 10mL[注 1], 充分加热使其完全溶解, 室温保存。		
试剂七	液体	10mL×1 瓶	10mL×1 瓶	室温
试剂八	粉剂	3 瓶	5 瓶	4℃
		配置: 用时每瓶加双蒸水 40mL 溶解。(溶解后避光 4℃可保存一周)		
试剂九	粉剂	1 瓶	2 瓶	4℃
试剂十	液体	100mL×1 瓶	100mL×2 瓶	室温
试剂十一	10mmol/L 磷标准液	10mL×1 瓶	10mL×1 瓶	4℃
		配置: 用时将贮备液 20 倍稀释, 如取 0.5mL 加蒸馏水定容至 10mL, 配成 0.5μmol/mL 标准磷应用液		
双蒸水	-	1 瓶	2 瓶	4℃

定磷剂的配制: 按双蒸水:试剂八:试剂九:试剂十=2:1:1:1 的比例配制, 配好的定磷剂应为浅黄色, 若无色则试剂失效, 若是蓝色则为磷污染, 定磷剂现用现配。

[注 1]: 试剂六为过饱和溶液, 所以在配制时最好用 90℃~100℃的热双蒸水 10.3mL (热胀冷缩) 边隔水加热边用玻璃棒搅拌, 以使其充分溶解。一次实验用不完再用时可能有结晶, 用之前可以再次边隔水加热边玻璃棒搅拌使其溶解。

[注 2]: 配试剂最好用新的烧杯、玻棒和玻璃移液器, 也可以用一次性塑料器皿, 避免磷污染。

二、测定原理:

ATP 酶可分解 ATP 生成 ADP 及无机磷, 测定无机磷的量可判断 ATP 酶活力的高低。

三、测定意义:

ATP 酶存在于组织细胞膜及细胞器膜上, 是生物膜上的一种蛋白酶, 它在物质运送、能量转换以及信息传递方面具有重要的作用。

四、测试所需仪器和试剂:

含 660nm 波长的分光光度计及 1cm 光径比色皿、电炉(配试剂加热用) 37℃及 45℃水浴锅或恒温箱、台式低速离心机、各种规格移液器、烧杯或试剂瓶(用于配制定磷剂, 必须干净, 空试剂瓶本公司有售)、一次性塑料试管或离心管(0.5ml 及 5ml 或以上规格)、双蒸水(附送 1-2 瓶)、生理盐水(0.9%)、涡旋混匀器、蛋白测定试剂(组织及细胞样本用, 本公司有售)。

五、规范操作步骤:

1、酶促反应:

管号	A 管	B 管	C 管	D 管	E 管
试剂一(μL)	70	70	50	70	50
试剂二(μL)	20	20	20		20
试剂三(μL)				20	20
试剂四(μL)	20	20	20	20	20
试剂五(μL)			20	20	20
试剂六(μL)	20	20	20		
样本(μL)		100	100	100	100
混匀, 37℃反应准确反应 10 分钟					
试剂七(μL)	50	50	50	50	50
样本(μL)	100				
混匀, 4000 转/分离心 10 分钟, 取上清 100μL 定磷					

2、定磷反应:

管号	标准管	A 管	B 管	C 管	D 管	E 管
1μmol/mL 磷标准液(μL)	100					
上清液(μL)		100	100	100	100	100
定磷剂(μL)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
混匀, 45℃反应 20 分钟, 冷却至室温, 在 660nm 处, 1cm 光径, 双蒸水调零, 分光光度计比色。						

[注 1]: A 管为对照管; B 管为 Na^+k^+ -ATP 酶管; C 管为 Mg^{2+} -ATP 酶管; D 管为 Ca^{2+} -ATP 酶管; E 管为 $\text{Ca}^{2+}\text{Mg}^{2+}$ -ATP 酶管。(客户可根据需要选用相应的管号进行实验操作)

[注 2]: 本试剂盒保证做 100 份 A、B、C、D 管。因目前学术界对钙镁 ATPase 能否分开有争议, 如果不需分开, 即 E 管可以代表 $\text{Ca}^{2+}\text{Mg}^{2+}$ -ATP 酶; 如果认为可以分开, 即可测 C、D 管来代表 Mg^{2+} -ATP 酶和 Ca^{2+} -ATP 酶。

六、参考取样量:

红细胞膜取 100μL, 2% 组织细胞膜取 100μL, 2% 线粒体取 100μL, 2% 微线粒体取 100-200μL。

七、如果您的样本很多可以采用简便操作法:

1、测试前将 A、B、C、D、E 五种混合试剂配制好:

根据规范操作表中各管的试剂量乘以您所需要测试的样本数(n)再放 1~2 只管的量(避免吸到最后试剂量不够), 然后纵向混合。

具体配制见下表:

管号	A 管液体量	B 管液体量	C 管液体量	D 管液体量	E 管液体量
试剂一(μL)	70×(n+2)	70×(n+2)	50×(n+2)	70×(n+2)	50×(n+2)
试剂二(μL)	20×(n+2)	20×(n+2)	20×(n+2)		20×(n+2)
试剂三(μL)				20×(n+2)	20×(n+2)
试剂四(μL)	20×(n+2)	20×(n+2)	20×(n+2)	20×(n+2)	20×(n+2)
试剂五(μL)			20×(n+2)	20×(n+2)	20×(n+2)
试剂六(μL)	20×(n+2)	20×(n+2)	20×(n+2)		
混合试剂总量(μL)	130×(n+2)	130×(n+2)	130×(n+2)	130×(n+2)	130×(n+2)
每管应吸液量(μL)	130	130	130	130	130

2、简化操作步骤:

①、酶促反应

管号	A 管	B 管	C 管	D 管	E 管
A 液(μL)	130				
B 液(μL)		130			
C 液(μL)			130		
D 液(μL)				130	
E 液(μL)					130

样本 (μL)		100	100	100	100
混匀, 37°C 反应准确反应 10 分钟。					
试剂七	50	50	50	50	50
样本	100				
混匀, 4000 转/分离心 10 分钟, 取上清 100μL 定磷。					

②、定磷反应

管号	标准管	A 管	B 管	C 管	D 管	E 管
1μmol/mL 磷标准液 (μL)	100					
上清液 (μL)		100	100	100	100	100
定磷剂 (μL)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
混匀, 45°C 反应 20 分钟, 冷却至室温, 在 660nm 处, 1cm 光径, 双蒸水调零, 分光光度计比色。						

[注 1]: A 管为对照管; B 管为 Na⁺K⁺-ATP 酶管; C 管为 Mg²⁺-ATP 酶管; D 管为 Ca²⁺-ATP 酶管; E 管为 Ca²⁺Mg²⁺-ATP 酶管。(客户可根据需要选用相应的管号进行实验操作)

[注 2]: 本试剂盒保证做 100 份 A、B、C、D 管。因目前学术界对钙镁 ATPase 能否分开有争议, 如果无需分开, 即 E 管可以代表 Ca²⁺Mg²⁺-ATP 酶; 如果认为可以分开, 即可测 C、D 管来代表 Mg²⁺-ATP 酶和 Ca²⁺-ATP 酶。

3、按照蛋白测定方法进行蛋白测定。

八、计算:

1、定义: 每小时每毫克蛋白分解 ATP 产生 1μmol 无机磷的量为一个 ATP 酶活力单位。即 μmolPi/mgprot/hour (U/mgprot)

2、计算公式:

$$\text{ATP 酶活力 (U/mgprot)} = \frac{A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}}{A_{\text{标准}}} \times C_{\text{标准}} \times N \times 6 \div \text{Cpr}$$

6: 反应时间为 10 分钟, 乘以 6 为 1 小时;

C_{标准}: 磷标准液浓度, 1μmol/mL;

N: 酶促反应体系中样本稀释倍数, 2.8;

Cpr: 样本蛋白浓度, mgprot/mL(prot 指蛋白)。

九、正常参考值:

大鼠组织	Na ⁺ K ⁺ -ATP 酶 (U/mgprot)	Mg ²⁺ -ATP 酶 (U/mgprot)	Ca ²⁺ -ATP 酶 (U/mgprot)
2% 心肌匀浆	8.50±0.78	4.82±0.62	5.32±0.62
10% 肾匀浆	1.09±0.19	0.81±0.17	1.03±0.18
10% 肝匀浆	0.76±0.13	0.80±0.16	0.79±0.21

十、注意点:

- 1、此法具有微量、灵敏、快速的特点。所以对测定所用试管要求严格, 要没有一点磷, 若试管放过磷酸或磷酸盐缓冲液, 一定要洗得非常干净, 要先用洗洁精加水煮, 再用自来水冲, 最后用双蒸水冲干净。最好用一次性塑料管或离心管或新玻璃管, 避免磷污染是检测成败的关键。
- 2、定磷剂配好后, 不可放置太久, 一般保存一天, 最好现用现配。随时放冰箱。
- 3、最好采用先配 A、B、C、D、E 五种混合液中的几种, 然后按简化操作步骤进行检测。这样快捷、准确。
- 4、所有配试剂的器皿均要专用, 包括吸硫酸的吸管及盛水的器皿, 最好用新的。
- 5、本研究所有加厚的一次性塑料试管供应, 请在订购试剂的同时订购一次性塑料试管。