



DNA Ladder DL2000 说明书（简化版）

（G012-3-1）

一、产品简介

DNA Ladder DL2000 为DNA 和Loading Buffer 的混合物，参照片断为100bp、250bp、500bp、750bp、1000bp、2000bp，每条带的量约为50ng，可用于相对定量。

DNA Ladder DL2000由单一的DNA条带混合而成，条带长度准确，明亮清晰，背景较低，稳定性很好。可用于凝胶电泳中双链线状DNA分子量大小的参照。

二、试剂组成

试剂编号	试剂组成	60T	保存条件
R1	DNA Ladder DL2000	300μl	-20℃/4℃ 保存 有效期一年

三、使用方法

直接上样电泳，每次加样量为5μl。